

# 立项推荐--复方匹克硫酸钠颗粒

## 复方匹克硫 酸钠颗粒

### 适应症

用于结肠镜检查、X射线检查前的肠道清洁准备。用于必要时在外科手术前清洁肠道。

### 用法用量

口服。将本品一袋倒入150毫升的冷水中，搅拌2~3分钟使之溶解，放凉后服用。每次一袋，共两次。检查或手术前日应进无渣半流食，检查或手术当日禁食，以确保清肠效果。治疗期间应按规定饮用足够的澄清液体，以免发生脱水。  
服用方案：分天给药方案第一次服药：检查或手术前日晚上7时-9时服用第一袋，患者应在服药后至就寝前喝1500至2000毫升的澄清液体(可分多次饮用)。第二次服药：检查或手术前4-6小时服用第二袋，患者应在检查前喝750毫升的澄清液体(可分多次饮用)。检查或手术前2小时开始禁饮。若在麻醉下进行内镜检查或手术，应按照麻醉的常规要求操作，以免发生危险。

### 上市情况

辉凌制药(中国)有限公司, 国药准字H20180017, 2023-08-04

### 申报情况

- 海南万玮制药有限公司, 2022-06-24;
- 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司, 2023-02-02;
- 江西科睿药业有限公司, 2023-09-09;
- 苏州二叶制药有限公司, 2023-02-14;
- 北京柏雅联合药物研究所有限公司、石家庄宇惠制药有限公司, 2023-11-24;
- 北京民康百草医药科技有限公司, 北京海王中新药业股份有限公司, 2023-12-18;
- 北京诚济制药股份有限公司, 2023-02-14;
- 南京海纳制药有限公司, 2023-09-19
- 成都倍特得诺药业有限公司, 2024-01-26
- 石家庄四药有限公司, 2024-06-13

### 参比制剂

每袋含匹可硫酸钠10mg、氧化镁3.5g、枸橼酸12.0g; 日本ケミファ株式会社, 未进口原研药品, 第二十七批公布

序 号: 27-399

通用名称: 复方匹可硫酸钠颗粒

英文名称: Picolax 10mg/3.5g/12g Powder for Oral Solution  
/Picoprep

规 格: 每袋含匹可硫酸钠10mg、氧化镁3.5g、枸橼酸12.0g

剂 型: 颗粒剂


持 证 商: Ferring

进口情况: 未进口原研药品

上市情况: 欧盟上市









结肠镜检查是一种常规、无痛、风险较低的术前检查手段，医护人员可以通过此检查看到结肠的内部。无论国际或国内，结肠镜检查都是对结肠癌诊断和预防的基本方法。复方匹可硫酸钠颗粒口服用水量约300 mL，**避免了**目前临床使用的肠道清洁剂，因患者服用药量过大，引起的恶心、呕吐、电解质紊乱、脱水等不适，且饮用量大、口感差、患者不易接受**等缺点**。

主要竞品：聚乙二醇电解质散、磷酸钠盐口服溶液，竞品近几年销售情况如图，聚乙二醇电解质散年销售额10亿+，磷酸钠盐口服溶液年销售额1亿+。故复方匹可硫酸钠颗粒具有良好的临床应用及市场销售前景。

以上销售数据来源于药融云数据库